

RFM DELUXE TARTTUMAPIHDIT

Använda

Greppytor används för att hjälpa till att plocka, lyfta och flytta små föremål. Lämpig för personer vars rörlighet, styrka och motorik i över- och/eller bålen och de nedre extremiteterna är nedsatta i en sådan utsträckning att det är svårt eller omöjligt att lyfta, hålla och flytta föremål utan hjälpmedel. Att använda gripgröpar kräver minimal klämkraft.

Säkerhet

Använd greppytor endast för att lyfta lätta föremål (max 1 kg)!

När du klämmer på handtaget, var noga med att inte klämma kläder eller fingrar samtidigt. Griptång är inte lämpliga för personlig hygien eller matlagning. Innan användning, kontrollera skicket på de självhäftande stiften, använd inte skadade självhäftande stift!

Använda

Ta ut greppklämmorna ur förpackningen och kontrollera att de är hela. Ta tag i tångens handtag och kontrollera att gripmekanismen fungerar genom att klämma på handtaget med fingrarna. När du klämmer ska pincettens käftar stängas. Tångens käftar har en halkfri yta för enkel hållning av föremål. Vid behov kan tångens hakdel roteras 90 grader för att göra det lättare att greppa föremål. Detta eliminerar behovet av att rotera handleden när du använder gripkuddar. I änden av tången finns en magnet som kan användas för att plocka upp små metallföremål som mynt, nålar eller gem. Det finns också en krok i änden av tången, som kan användas för att plocka upp föremål eller klä på sig.

Specifikationer

Material: Aluminium, polyeten, polypropen
Total längd/ vikt: 56 cm/ 155 g, 76 cm/ 175 g, 89 cm / 190 g
Tångens räckvidd: 45 cm, 65 cm, 80 cm
Lastkapacitet: ca 1 kg

Service och städning

Rengör ytan på de självhäftande ytorna med ett pH-neutralt rengöringsmedel. Använd inte slipan- de eller frätande ämnen, syror, blekmedel, starka rengöringsmedel eller högtryckstvättar. Tång kan desinficeras genom att torka. Torka desinfektionsmedlet noggrant genom att torka, låt inte desinfektionsmedlet torka av sig självt. Följ desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner.

Överväganden

Griptång är inte lämplig för personer som saknar övre extremiteter, har förlamning av övre extremiteter eller har nedsatt uppfattning.

Anmälan av skador

Alla incidenter relaterade till användningen av produkten måste rapporteras till tillverkaren eller distributören av produkten.

Garantera

Garanti mot fel i utförande och material 24 månader.



Distributör

Villa Manus Oy, Ojahaanrinne 4, 01600
Vantaa, Suomi

Tillverkare

CE MD (P) (S) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)
Daimlerstraße 12a
DE-25337 Elmshorn
Tel.: +49 (0)41 21-473312
www.rehaforum.com

RFM DELUXE TARTTUMAPIHDIT

Käyttötarkoitus

Tarttumapihtejä käytetään apuna pienten esineiden poimintaan, nostamiseen ja siirtämiseen. Soveltuvat henkilöille, joiden yläraajojen ja/tai keskivartalon ja alaraajojen liikkuvuus, voima ja motoriset taidot ovat heikentyneet niin, että esineiden nostaminen, kiinnittäminen ja liikuttaminen on vaikeaa tai mahdotonta ilman apuvälineitä. Tarttumapihtien käyttäminen vaatii vain vähän puristusvoimaa.

Turvallisuusohjeet

Käytä tarttumapihtejä ainoastaan kevyiden esineiden (max 1 kg) nostamiseen! Puristaessasi kahvaa, huolehdi, ettet samalla nipistä vaatteita tai sormia. Tarttumapihdit eivät sovellu henkilökohtaisen hygienian hoitoon tai ruuanvalmistukseen. Ennen käyttöä tarkista tarttumapihtien kunto, älä käytä vioittuneita tarttumapihtejä!

Käyttö

Ota tarttumapihdit pakkauksesta ja tarkista, että ne ovat ehjät. Ota kiinni pihtien kahvasta ja tarkista tarttumismekanismin toiminta puristamalla kahvaa sormillasi. Puristaessa pihtien leukojen tulee sulkeutua. Pihtien leuoissa on liukumaton pinta helpottamaan esineiden kiinnittämistä. Pihtien leukaosaa voidaan kääntää tarvittaessa 90 astetta helpottamaan esineisiin tarttumista. Näin rannetta ei tarvitse kiertää tarttumapihtejä käytettäessä. Pihtien päässä on magneetti, jonka avulla voidaan poimia pieniä metallisia esineitä, kuten kolikoita, neuloja tai paperiliittimiä. Pihtien päässä on myös koukku, jota voi hyödyntää esineiden poimimisessa tai pukeutumisessa.

Tekniset tiedot

Materiaali: Alumiini, polyetyleni, polypropyleeni
Kokonaispituus/ paino: 56 cm/ 155 g, 76 cm/ 175 g, 89 cm / 190 g
Pihtien ulottuvuus: 45 cm, 65 cm, 80 cm
Kuormituskapasiteetti: noin 1 kg

Huolto ja puhdistus

Puhdista tarttumapihtien pinta pH-neutraalilla puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita, happoja, valkaisuaineita tai voimakkaita pesuaineita äläkä painepesureita. Pihdit voidaan desinfioida pyyhkimällä. Kuivaa desinfiointiaine huolellisesti pyyhkimällä, älä anna desinfiointiaineen kuivua itsestään. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Huomioitavaa

Tarttumapihdit eivät sovellu henkilöille, joilta puuttuu yläraajat, yläraajat ovat halvaantuneet tai havaintokyky on heikentynyt.

Vahingosta ilmoittaminen

Kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä vahinkotapahtumista tulee ilmoittaa tuotteen valmistajalle tai jakelijalle.

Takuu

Takuu valmistus- ja materiaalivirheiden varalta 24 kuukautta.



Jakelija

Villa Manus Oy, Ojahaanrinne 4, 01600
Vantaa, Suomi

Valmistaja

CE MD (P) (S) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)
Daimlerstraße 12a
DE-25337 Elmshorn
Tel.: +49 (0)41 21-473312
www.rehaforum.com